



PLURAFLEX® Nagelpacker

Zur Befestigung der Injektionsschläuche an Spinne oder Schalung

Die PLURAFLEX® Nagelpacker dienen zur Montage der Injektionsschläuche an der PLURAFLEX® Spinne oder an der Schalung. Die Verpressung des PLURAFLEX® Injektionsschlauchsystems erfolgt anschließend über die Nagelpacker. Die Nagelpacker sind an Stellen zu positionieren, die auch später noch gut zugänglich sind.

Artikel	Typ	G
130200005090	Plura Nagelpacker	0.080 kg

