



PLURAFLEX® Injektionsnippel M8

Zum Anschluss an die Nagelpacker

Die PLURAFLEX® Injektionsnippel werden an die PLURAFLEX® Nagelpacker je nach Wahl des Injektionsgutes angeschlossen. Die Verpressung erfolgt anschließend über die Nagelpacker.

Artikel		Gewicht
130200005072	Plura Injektn M8 IVH	0,010 kg
130200005073	Plura Injektn M8 IVZ	0,010 kg

Gewicht: Gewicht je Lagermengeneinheit

